

# CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA 5 FUNCIONES EIV20

SKU: CH0004

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una cama hospitalaria está diseñada para proporcionar comodidad, seguridad y facilidad de atención médica a los pacientes en hospitales, clínicas o en el hogar. Estas camas permiten ajustar la altura, la inclinación del respaldo y de las piernas, facilitando el acceso para el personal médico y mejorando la comodidad del paciente. También suelen incluir barandillas de seguridad y ruedas para su movilidad, contribuyendo a un mejor manejo de emergencias y necesidades médicas específicas.

## MATERIALES

- Colchón de 6 cm de espesor
- Cabecero, reposapiés y manivela en plástico resistente al impacto ABS
- Chasis de acero laminado en frío con acabados en pintura electrostática

## COLORES Estructura



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



Cabecero y reposapiés extraíbles para proporcionar un mejor acceso al paciente.



Gancho para bolsa de drenaje



La base del colchón se divide en respaldo, asiento, reposamuslos y reposapiernas.



Control para ajuste de posiciones.



Altura ajustable de 55cm a 75cm



Posición de trendelemburg y trendelemburg invertido de hasta 15°



La cama está equipada con cuatro ruedas con freno que se pueden accionar por separado.



Respaldo ajustable de 0° a 70°



Portavenoclisis abatible.



Peso neto 70 kg.



Capacidad de carga 260 kg.



Reposamuslos ajustable de 0° a 35°



Porta etiquetas



4 Barandales con sistema hidráulico






La cama funciona con un voltaje de 110 V y cuenta con una clavija estándar para toma de corriente doméstica



## MEDIDAS

DML



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681




www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com  
iarenta@dml-medica.com  
clopez@dml-medica.com

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.

## CONTROL



## APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)