

# CAMA HOSPITALARIA MANUAL 3 FUNCIONES BIII-12

SKU: CH0002

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una cama hospitalaria está diseñada para proporcionar comodidad, seguridad y facilidad de atención médica a los pacientes en hospitales, clínicas o en el hogar. Estas camas permiten ajustar la altura, la inclinación del respaldo y de las piernas, facilitando el acceso para el personal médico y mejorando la comodidad del paciente. También suelen incluir barandillas de seguridad y ruedas para su movilidad, contribuyendo a un mejor manejo de emergencias y necesidades médicas específicas.

## MATERIALES

- Colchón de 6 cm de espesor
- Cabecero, reposapiés y manivela en plástico resistente al impacto ABS
- Chasis de acero laminado en frío con acabados en pintura electrostática

## COLORES Estructura



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



Cabecero y reposapiés extraíbles para proporcionar un mejor acceso al paciente.



Barandales laterales abatibles de aleación de aluminio de 40 cm de altura



La base del colchón se divide en respaldo, asiento, reposamuslos y reposapiernas.



Manivela que controla la inclinación del reposamuslos y reposapiernas.




Manivela que controla la inclinación del respaldo.



Manivela que controla la altura de la cama.



La cama está equipada con cuatro ruedas con freno que se pueden accionar por separado.



Respaldo ajustable de 0° a 70°



Portavenoclisis abatibles



Peso neto 70 kg.



Capacidad de carga 230 kg.



Reposamuslos ajustable de 0° a 35°



Porta etiquetas.






Superficies seguras para el contacto con la piel.



## MEDIDAS

Posición baja

Posición alta



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



www.dml-medica.com




ventas@dml-medica.com  
iarenta@dml-medica.com  
clopez@dml-medica.com

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.

## ACCESORIOS

Colchón y portavenoclisis




Mesa



Cabecera y piecera

## APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)