

CAMILLA PLEGABLE FÚNEBRE F4

SKU: CAM008

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una **camilla plegable mortuoria** es un dispositivo concebido para el traslado adecuado de **cuerpos inertes** a una instalación destinada al manejo **post mortem**.

Caracterizadas por su **capacidad de plegado**, estas camillas están diseñadas para facilitar su almacenamiento y **transporte** cuando no están en uso.

MATERIALES

- Tubo de aluminio en acabado natural de 30mm.
- Área de soporte: plancha de aluminio

COLORES

- Plancha Tubular
- Negro
 - Aluminio

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Aluminio de alta resistencia que permite usarse en la recuperación de cuerpos inertes.



Incluye **2 cinturones** fabricados con cinta de seguridad de poliéster **5 cm de ancho**.



Capacidad de carga de **180 kg**.



Cubierta con **14 orificios** para sujeción de cinturones de seguridad y filtración de líquidos.



Se utiliza en vehículos de traslado mortuorio.



4 Agarraderas para transportar fácilmente la camilla.



Diseñadas para ser **duraderas** y **fáciles de transportar** gracias a la fabricación con **materiales ligeros y resistentes**.



Cuerpo plegable a través de sistema articulado.



Materiales que **facilitan su esterilización** y limpieza.



Camilla que permite **ahorrar espacio** al momento de ser guardada.





MEDIDAS

Camilla abierta


188.5cm

Camilla doblada

94cm



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com