

# CAMILLA PLEGABLE MARINA NARANJA

## SKU: CAM007

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una **camilla marina** es un equipo médico diseñado para transportar a pacientes de manera óptima, es ideal para la primera intervención o **traslado del paciente**, brindando seguridad gracias a su gran soporte. Esta camilla es muy útil para eventos, centros comerciales, consultorios médicos, ambulancias, ya que ahorra espacio por su diseño ligero y plegable.

### MATERIALES

- Tubo de aluminio en acabado tipo cromo de 25.40mm.
- Área de soporte en lona

### COLORES

- Lona Tubular  
Naranja Aluminio

### CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



Aluminio de alta resistencia que permite usarse en cualquier tipo de rescate.



Incluye 2 cinturones fabricados con cinta de seguridad de 4.8 cm x 186 cm.



Capacidad de carga de 150 kg.



Peso neto de 3.7 kg.



Se utiliza en vehículos de emergencia y rescate.



Diseñadas para ser duraderas y fáciles de transportar gracias a la fabricación con materiales ligeros y resistentes.



Cuerpo plegable a través de sistema articulado.



Útil para transportar heridos de un lugar a otro.




Camilla plegable que permite ahorrar espacio al momento de ser guardada.



## MEDIDAS



Camilla abierta

186cm




Camilla plegada

92cm



## APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)