

CAMILLA PARA CADÁVERES PLEGABLE DE LONA F1

SKU: CAM020

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una **camilla para cadáveres plegable de lona F1**, es un dispositivo para el traslado adecuado de cuerpos inertes a una instalación destinada al manejo **post mortem**. Caracterizada por su capacidad de **plegado** y por incluir **bolsa para cubrir el cuerpo**. Esta camilla está diseñada para facilitar su almacenamiento y transporte cuando no está en uso.

MATERIALES

- Tubo de aluminio en acabado natural de 3 cm.
- Área de soporte en lona

COLORES

- Plancha Tubular
- Gris
 - Aluminio

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Aluminio de alta resistencia que permite usarse en la recuperación de cuerpos inertes.



Incluye **2 cinturones** fabricados con cinta de seguridad de poliéster **5 cm de ancho**.




Capacidad de carga de **180 kg**.



Con una **bolsa para cubrir cadáveres**.



Con **reposapiés plegable**



Ruedas y patas plegables para facilitar su transporte.



Diseñadas para ser **duraderas y fáciles de transportar** gracias a la fabricación con **materiales ligeros y resistentes**.



Cuerpo plegable a través de **sistema articulado**.




Materiales que **facilitan su esterilización y limpieza**.




Camilla que permite **ahorrar espacio** al momento de ser guardada.



MEDIDAS



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com