

# CINTURÓN PARA CAMILLA DE AMBULANCIA S-06

SKU: CIS001

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



El cinturón para camilla de ambulancia es una opción confiable y efectiva para asegurar la **inmovilización de los pacientes** en situaciones de **emergencia médica y traslado**.

## MATERIALES

- Poliéster de alta resistencia
- Sistema de fijación en acero cromado
- Cinta de poliéster de 5 cm de ancho

## COLORES

Cinturones



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



Diseñado para **controlar el movimiento** del paciente mediante la incorporación de **correas de hombro y torso**.



El cinturón se sujeta al **respaldo de la camilla**.



Puede ser **enrollado** para un **almacenamiento compacto** cuando no está en uso.



Compatible con diferentes **tipos de camillas rígidas o móviles**.



Rápido y fácil de usar con **hebilla de liberación rápida**.

Correa de hombro **ajustable hasta 88 cm** para garantizar la máxima seguridad.



Consta de dos **correas de ajuste individual** para los hombros y una para el torso.



Para su uso es necesario el cinturón para camilla de ambulancia **S-04 (se vende por separado)**.




Fácil **limpieza**.



Hebillas y accesorios de **metal tipo automotriz**.




## MEDIDAS



## APLICACIÓN

La camilla y el cinturón S0-4 se venden por separado.



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)