

# COLLARÍN CERVICAL TIPO PHILADELPHIA

CH/SKU: COL005 M/SKU: COL004 G/SKU: COL003

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.

El collarín cervical tipo **Philadelphia** es una herramienta importante en el **manejo de lesiones de la columna cervical**, ya que ayuda a estabilizar además de proteger el cuello y ayuda a prevenir lesiones adicionales.  
Es importante utilizarlo bajo la supervisión y recomendación de un profesional médico.

## MATERIALES

- Espuma de polietileno ultra ligera.
- Refuerzos de plástico ligero en la parte occipital.
- Ajuste mediante cintas de velcro.

## COLORES

Estructura  
Carne

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



Fabricado en **dos piezas**.



**Forma anatómica** que se adapta a la curvatura del cuello y la mandíbula para proporcionar un soporte adecuado.



Abertura en la parte de la traquea para poder realizar una **traqueotomía** en caso de ser necesario.



Material **no tóxico** e hipoalérgico.



**Fácil de limpiar y desinfectar** para mantener la higiene adecuada durante su uso prolongado.



Disponible en talla **chica, mediana y grande**.  
(Se venden por separado)



Permite un ajuste personalizado para cada paciente.



Soporte de arco cervical.



Permite la toma de rayos X (RX).



Sistema de cierre con velcro que permite una **fácil colocación**.



Resistente e impermeable a líquidos.




Proporciona una estabilización efectiva de la **columna cervical**, limitando los movimientos del cuello y previniendo lesiones adicionales.




## MEDIDAS

Se venden por separado


CH





M



G



## APLICACIÓN



## GUÍA DE TALLAS

| TALLAS              | Chica | Mediana | Grande |
|---------------------|-------|---------|--------|
| CONTORNO DEL CUELLO | 40 cm | 44 cm   | 48 cm  |



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)