

TABLA PARA MASAJE RCP

SKU: RCP001

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una **tabla RCP** es un dispositivo utilizado para realizar las maniobras de **reanimación cardiopulmonar** de manera efectiva, instrumento auxiliar para realizar compresiones torácicas y ventilación artificial en situaciones de emergencia.

MATERIALES

Polipropileno de alta densidad.

COLORES

Estructura



Rojo

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Hendidura superior anatómica para la cabeza del paciente.

Con **asa** para fácil transporte.



Óptimo para la reanimación **cardio-pulmonar**.

Ideal para brindar **respiración boca a boca**.



Forma ergonómica para posicionar correctamente al paciente.

Mantiene accesible las **vías respiratorias** y así mismo se hace eficaz el masaje cardíaco externo.



Fácil uso y limpieza.

Molduras posteriores para estabilizar la tabla durante el **RCP**.




Indispensable en el **uso de camillas** de ambulancias.

Ligera y resistente a la **compresión**.




Orificio con tapa de rosca para colocarle peso a la tabla en caso de ser necesario.

MEDIDAS



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com