

CAMILLA DE TIJERA DE 8 POSICIONES AMARILLA/NEGRA A7-HR

SKU:CAM025

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.

Una camilla de tijera de 8 posiciones es un dispositivo esencial en situaciones de emergencia, diseñado para transportar a pacientes lesionados o enfermos de manera rápida y segura durante la **atención médica prehospitalaria**, equipada con características como correas de seguridad, almohadillas acolchadas, y diferentes niveles de alturas que proporciona comodidad al usuario.

MATERIALES

- Cuerpo de aluminio de alta resistencia.
- Goma de 50mm de Ancho y 15,3cm de diametro.
- Colchón impermeable vulcanizado de 5 a 9 cm de espesor.

COLORES



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Uso principal para **ambulancias**, hospitales y centros de emergencia.

3 Cinturones de sujeción (Pecho, Cadera y Rodillas) y un **cinturón tipo chaleco**, para inmovilizar pecho y hombros.

Peso neto 52 kg

Respaldo ajustable de 0° a 65° por sistema neumático.

Soporte para **tanque de oxígeno**.

Barandales laterales abatibles para protección del paciente durante el traslado.

Incluye **porta-sueros abatible**.

Posición de **Trendelenburg**.

Sistema de **parachoques integrado**.

Chasis de camilla tipo X, de fácil elevación al cargar.

Sistema de **fijación con seguros** para ambulancia y tubo lateral.

Altura **ajustable**


Sistema **hidráulico** en la zona de los pies para un ajuste óptimo.

Patas mecánicas con sistema de frenado por medio de mecanismo accionado por medio de los pies del operador.




MEDIDAS

Posición baja




Posición alta



POSICIONES


Posición 1 (baja)



Posición 2



Posición 3



Posición 4




Posición 5





Posición 6



Posición 7



Posición 8



APLICACIÓN



ACCESORIOS

Sistema de fijación para la camilla en la ambulancia.



Cinturones de sujeción.



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com