

CAMILLA DE TIJERA PARA RESONANCIA MRI A13-1

SKU: CAM023

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Camilla de Tijera para Resonancia MRI A13-1 esta diseñada con materiales no ferromagnéticos para garantizar la seguridad en entornos con campos magnéticos. Su estructura versátil y desmontable permite un manejo óptimo y eficiente durante procedimientos médicos.

MATERIALES

- Estructura en Aluminio.
- Colchón termosellado impermeable de 6 cm de grosor.

COLORES

Colchon Estructura Ruedas
Naranja Negro Negro

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Barandales laterales abatibles para protección del paciente.

Respaldo con ajuste manual.



Incluye **porta-sueros abatible**.

Cuatro ruedas con sistema de bloqueo seguro.



Incluye **4 piezas de cinturón**.

Estructura con sistema de patas tipo X.



Peso neto de **31.5 kg**.

Fabricado totalmente con **piezas antimagnéticas**.



Camilla superior desmontable, ideal para maniobras en espacios reducidos.



Altura de carga es ajustable de **95cm a 61 cm**.



POSICIONES

Posición alta.

Posición baja.



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.

MEDIDAS

Posición alta.



Posición baja.





ACCESORIOS

2 pares de cinturones de sujeción,
cojín para la cabeza.



Portavenoclisis.

APLICACIÓN



DML



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com