

TABLA PARA MASAJE RCP

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una **tabla RCP** es un dispositivo utilizado para realizar las maniobras de **reanimación cardiopulmonar** de manera efectiva, instrumento auxiliar para realizar compresiones torácicas y ventilación artificial en situaciones de emergencia.

MATERIALES

Polipropileno de alta densidad.

COLORES

Estructura



Rojo

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Hendidura superior anatómica para la cabeza del paciente.



Óptimo para la reanimación **cardio-pulmonar**.



Forma ergonómica para posicionar correctamente al paciente.



Fácil **uso** y limpieza.



Indispensable en el **uso** de **camillas** de ambulancias.



Orificio con tapa de rosca para colocarle peso a la tabla en caso de ser necesario.



Con **asa** para fácil transporte.



Ideal para brindar **respiración boca a boca**.



Mantiene **accesible las vías respiratorias** y así mismo se hace eficaz el **masaje cardíaco externo**.




Molduras posteriores para estabilizar la tabla durante el **RCP**.




Ligera y resistente a la **compresión**.



MEDIDAS



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com