

ARNÉS TIPO ARAÑA MULTICOLOR

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



El arnés tipo araña para camilla es una herramienta importante para garantizar la seguridad y comodidad de los pacientes durante el traslado en entornos médicos, ayudando a evitar lesiones y proporcionando un soporte adecuado durante el proceso.

MATERIALES

Cinta de poliéster de 50 mm de ancho

COLORES Cinturones



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Incorpora un sistema de cierre rápido con velcro, para una instalación y extracción segura.



Sistema de inmovilización rápida de 10 puntos.



Correas ajustables que se adaptan a diferentes tamaños de cuerpo y tipos de camillas rígidas o móviles.



Uso de 4 colores para identificar las cintas por cada nivel de fijación.




Es liviano para facilitar el transporte y manipulación por parte de los equipos de rescate.




Puede ser plegado o enrollado para un almacenamiento compacto cuando no está en uso.



MEDIDAS



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com