

ARNÉS TIPO ARAÑA MULTICOLOR PEDIÁTRICO

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



El **arnés pediátrico tipo araña** para camilla es una herramienta importante para **garantizar la seguridad además de comodidad** de los pacientes durante el **traslado en entornos médicos**, ayudando a **evitar lesiones** y proporcionando un soporte adecuado durante el proceso.

MATERIALES

Cinta de poliéster de 50 mm de ancho

COLORES

Cintas



Azul



Gris



Rojo



Naranja

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS




Incorpora un **sistema de cierre rápido con velcro**, para una instalación y extracción segura.



Sistema de inmovilización rápida de **10 puntos**.



Correas ajustables que se adaptan a diferentes tamaños de cuerpo y tipos de camillas rígidas o móviles.



Uso de **4 colores** para identificar las cintas por cada nivel de fijación.




Es **liviano** para facilitar el transporte y manipulación por parte de los **equipos de rescate**.



Puede ser **plegado o enrollado** para un **almacenamiento compacto** cuando no está en uso.



MEDIDAS



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com