

# CAMILLA MULTIFUNCIONAL DE GOLPE A8

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una **camilla multifuncional de golpe** es un dispositivo esencial en situaciones de emergencia, diseñado para transportar a pacientes lesionados o enfermos de manera rápida y segura durante la **atención médica prehospitalaria**, equipada con características como correas de seguridad, almohadillas acolchadas que proporciona comodidad al usuario.

## MATERIALES

Cuerpo de aluminio de alta resistencia.  
Ruedas de goma de 50 mm de ancho.  
Colchón impermeable vulcanizado de 9 cm de espesor.

## COLORES

Estructura      Colchón  
              
 Amarillo      Negro      Negro

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



**Fácil manipulación** para que una sola persona pueda **subir la camilla a la ambulancia**.



Uso principal **para ambulancias, hospitales** y centros de emergencia.



Incluye **porta-sueros abatible**.



**Colchón impermeable** de 9mm de espesor.



**3 Cinturones** de sujeción (pecho, cadera y rodillas).



Capacidad de carga **180 kg**.



Cuenta con posición de **Trendelenburg**.



Respaldo ajustable de **0° a 65°** por sistema neumático. 

**Protecciones laterales** abatibles para protección del paciente durante el traslado. 


**Dispositivo de fijación** para ambulancia. 

Altura ajustable. 


**Patas mecánicas** con sistema de frenado por medio de mecanismo accionado con el pie del operador. 

## MEDIDAS


### Posición baja



### Posición alta



55cm



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)




[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)

## POSICIONES


Posición 1 (Baja)



Posición 2



Posición 3




Posición 5




Posición 6 (Alta)



Posición 4 (Trendelenburg)



## APLICACIÓN



## ACCESORIOS

Sistema de fijación para la camilla en la ambulancia.

Cinturones de sujeción.



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)