

CAMILLA PLEGABLE MARINA NARANJA

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una **camilla marina** es un equipo médico diseñado para transportar a pacientes de manera óptima, es ideal para la primera intervención o **traslado del paciente**, brindando seguridad gracias a su gran soporte. Esta camilla es muy útil para eventos, centros comerciales, consultorios médicos, ambulancias, ya que ahorra espacio por su diseño ligero y plegable.

MATERIALES

- Tubo de aluminio en acabado tipo cromo de 25.40mm.
- Área de soporte en lona

COLORES

Lona Tubular
Naranja Aluminio

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Aluminio de alta resistencia que permite usarse en cualquier tipo de rescate.



Incluye **2 cinturones** fabricados con cinta de seguridad de 4.8 cm x 186 cm.



Capacidad de carga de **120 kg.**



Peso neto de **3.7 kg.**



Se utiliza en vehículos de **emergencia y rescate.**

Diseñadas para ser duraderas y fáciles de transportar gracias a la fabricación con **materiales ligeros y resistentes.**



Cuerpo plegable a través de sistema articulado.



Útil para transportar **heridos** de un lugar a otro.




Camilla plegable que permite ahorrar espacio al momento de ser guardada.




MEDIDAS


Camilla abierta



Camilla plegada



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com