

CAMILLA RÍGIDA AMARILLA S1

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una camilla rígida es un equipo médico diseñado para transportar a pacientes de **manera segura** en situaciones de emergencia, especialmente cuando hay lesiones en columna vertebral u otras lesiones traumáticas. Está construida con materiales robustos y rígidos, como plástico reforzado, para **proporcionar soporte y estabilidad** a la persona durante el traslado.

MATERIALES

Polietileno de alta densidad (HDPE) sin costuras.

COLORES

Camilla: Amarillo
Cinturones: Negro

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Orificios que permiten un agarre fácil en los extremos de la camilla, también diseñados para que se puedan sujetar los **accesorios de inmovilización**.

Compatibles con otros **equipos médicos**, como collarines cervicales, sistemas de sujeción y **dispositivos de inmovilización**.



Capacidad de carga de **180 kg**.

Diseñadas para ser **duraderas** y fáciles de manejar, lo que **facilita el transporte** del paciente.



Incluye **3 cinturones** fabricados con cinta de seguridad de 4.8 cm x 186 cm.

Mantiene al paciente inmovilizado durante el transporte, lo que es crucial para prevenir **lesiones adicionales**




Peso neto de **7.1 kg**.

Traslucida a Rayos X




Se utiliza en **vehículos de emergencia** y rescate.

MEDIDAS



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com