

CAMILLA RÍGIDA PEDIÁTRICA

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una **camilla rígida pediátrica** es un dispositivo médico diseñado específicamente para el **traslado seguro de niños** con lesiones o afecciones médicas que requieren inmovilización de la columna vertebral y el cuerpo en su conjunto. Está construida con materiales robustos y rígidos, como plástico reforzado, para **proporcionar soporte y estabilidad** al usuario.

MATERIALES

Polietileno de alta densidad (HDPE) sin costuras.

COLORES

Camilla: Amarillo
Cinturones: Negro

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Orificios que permiten un agarre fácil en los extremos de la camilla, también diseñados para que se puedan sujetar los **accesorios de inmovilización**.

Compatibles con otros equipos médicos, como **collarines cervicales**, sistemas de sujeción y dispositivos de inmovilización.



Incluye **3 cinturones** fabricados con cinta de seguridad de 4.8 cm de ancho.

Diseñadas para ser **duraderas y fáciles de manejar**, lo que facilita el transporte del paciente.



Capacidad de carga de **80 kg**.

Mantiene al **paciente inmovilizado durante el transporte**, lo que es crucial para prevenir lesiones adicionales.




Peso neto de **3.8kg**.




Se utiliza en **vehículos de emergencia y rescate**.


Traslucida a **Rayos X**.



MEDIDAS



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com