

COLLARÍN CERVICAL TIPO PHILADELPHIA

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



El collarín cervical tipo **Philadelphia** es una herramienta importante en el **manejo de lesiones de la columna cervical**, ya que ayuda a estabilizar además de proteger el cuello y ayuda a prevenir lesiones adicionales.
Es importante utilizarlo bajo la supervisión y recomendación de un profesional médico.

MATERIALES

- Espuma de polietileno ultra ligera.
- Refuerzos de plástico ligero en la parte occipital.
- Ajuste mediante cintas de velcro.

COLORES

Estructura
Carne

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Fabricado en **dos piezas**.



Forma anatómica que se adapta a la curvatura del cuello y la mandíbula para proporcionar un soporte adecuado.



Abertura en la parte de la traquea para poder realizar una **traqueotomía** en caso de ser necesario.



Material **no tóxico** e hipoalérgico.



Fácil de limpiar y desinfectar para mantener la higiene adecuada durante su uso prolongado.



Disponible en talla **chica, mediana y grande**.
(Se venden por separado)



Permite un ajuste personalizado para cada paciente.



Soporte de arco cervical.



Permite la toma de rayos X (RX).



Sistema de cierre con velcro que permite una fácil colocación.



Resistente e impermeable a líquidos.



Proporciona una estabilización efectiva de la **columna cervical**, limitando los movimientos del cuello y previniendo lesiones adicionales.






MEDIDAS

Se venden por separado

CH

M

G



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681






www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com

APLICACIÓN



GUÍA DE TALLAS

TALLAS	Chica	Mediana	Grande
CONTORNO DEL CUELLO	40 cm	44 cm	48 cm



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com