

# INMOVILIZADOR DE CRÁNEO PEDIÁTRICO

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Un **inmovilizador de cráneo pediátrico** es un dispositivo médico diseñado para estabilizar y **asegurar la cabeza además del cuello** de un paciente en situaciones de emergencia, como accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas, donde existe el **riesgo de lesiones en la columna vertebral**.

## MATERIALES

Espuma insulada  
Herrajes de plástico resistente  
Velcro

## COLORES

Estructura

Velcro



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



Incluye un **sujetador para frente** que asegura una alineación adecuada de la columna cervical.



Salida de **fluidos** por el canal auditivo.



De fácil limpieza y desinfección.



Incluye un **sujetador para barbilla** que asegura una alineación adecuada de la columna cervical.



Base acolchada que se fija firmemente a la camilla, asegurando que la **cabeza** y el **cuello** permanezcan en una **posición neutral**.



Compatible con la mayoría de camillas rígidas y de rescate.



Inmovilizador 100% impermeable.




Traslucido a rayos X (RX).




2 cojines laterales con orificios para **verificar al paciente**.



## MEDIDAS



## APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)