

CAMA HOSPITALARIA DE ENFERMERIA MANUAL A02-01

SKU: CHO005

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una cama hospitalaria está diseñada para proporcionar **comodidad seguridad y facilidad** de atención médica a los pacientes en **hospitales, clínicas o en el hogar**. Estas camas permiten ajustar la inclinación del **respaldo, las piernas y los laterales del torso**, incluyendo una **basinica removible** sin necesidad de mover al paciente.

MATERIALES

- Colchón de 6 cm de espesor
- Cabecero, reposapiés y manivela en plástico resistente al impacto ABS
- Chasis de acero laminado en frío con acabados en pintura electrostática

COLORES

- Estructura: Blanco
- Colchón: Multicolor



CERTIFICACIONES




CARACTERÍSTICAS

- Cabecero y reposapiés extraíbles** para proporcionar un mejor acceso al paciente.
- Gancho para bolsa de drenaje**
- Barandales laterales abatibles** de aleación de aluminio de 40 cm de altura
- La base del colchón se divide en respaldo, asiento, reposamuslos y reposapiernas
- Capacidad de carga 230 kg**
- La cama está equipada con **cuatro ruedas con freno** que se pueden accionar por separado.
- Portavenocclisis abatibles**
- Cabecera removible** para colocación de cubeta para lavado de cabeza
- Respaldo ajustable** de 0° a 70°
- Peso neto 70 kg**
- Bacinica removible**
- El respaldo, reposamuslos y laterales se pueden ajustar manualmente
- Reposamuslos ajustable** de 0° a 35° y 0° a -55°

POSICIONES



PALANCA



ACCESORIOS

Colchón y portavenoclisis

Cabecera y piésera


Cubeta

Bacinica

Mesa



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com