

BÁSCULA MECÁNICA CON MEDIDOR DE ALTURA

SKU: BAS001

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una **Báscula Mecánica con medidor de altura** es un dispositivo esencial en entornos médicos como consultorios y hospitales, diseñado para medir y pesar a pacientes de manera manual, precisa y segura durante la **atención médica**, equipada con características como plancha de peso, estadímetro para medir la altura, y panel de peso para medir la altura.

MATERIALES

- Fabricada en lámina de acero
- Ruedas de plástico

COLORES

Estructura
 Blanco Negro

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Altura fija de 150 cm

Panel de peso (Peso mayor y peso menor) para medir con exactitud el peso manualmente.

Palanca abatible para medir la altura.

De fácil limpieza y desinfección.

KG Peso neto **14.9 kg**

Estadímetro de altura ajustable mínimo de 70 cm y máximo 200 cm.


Uso principal para consultorios, hospitales y centros de emergencia.

Capacidad de carga máxima de 200kg.


Plancha de peso para colocar al paciente

Ruedas posteriores, para un fácil transporte.

MEDIDAS



ACCESORIOS



Llave para sujetar el estadímetro