

COLCHÓN DE ESPONJA PARA CAMA HOSPITALARIA

SKU: ACC003

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



El colchón está diseñado para **brindar comodidad** y soporte a pacientes en camas de hospital, ayuda a distribuir el peso corporal de manera uniforme. Además, **mejora la calidad del descanso** durante periodos prolongados de inmovilidad.

MATERIALES

Colchón de esponja y tela de poliéster con PVC.

COLORES



CARACTERÍSTICAS




Cuenta con 4 divisiones para adaptarse a las diferentes posiciones de la cama.



Diseñado para adaptarse a camas hospitalarias.



TEXTURA



Cierre en cada una de las divisiones para remover el relleno.




Peso Neto de 5 kg.



El producto ideal para los pacientes que pasan tiempos prolongados en cama.



MEDIDAS



APLICACIÓN



Sugerencia de uso, la cama se vende por separado.



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com