

CAMILLA DE ESPÁTULA O SCOOP C3

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



La camilla de espátula de plástico o scoop C3 se utiliza para inmovilizar y trasladar a pacientes de forma segura, permitiendo recogerlos sin necesidad de moverlos, lo que es ideal para situaciones de emergencia y rescate, especialmente en casos de posibles lesiones de columna.

MATERIALES

Polímero de alta resistencia, moldeado.
Estructura de aluminio.

COLORES

Camilla Tubular
Amarillo Aluminio

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Orificios que permiten un agarre fácil en los extremos de la camilla, también diseñados para que se puedan sujetar los accesorios de inmovilización.



Capacidad de carga de 160 kg.



Peso neto de 8 Kg.



Doble mecanismo de bloqueo de seguridad.



Fácil de doblar para almacenar.



Marco inferior para los pies estrecho para mejor manejo de espacios reducidos.



Desacople de ambos extremos para sacar suavemente al paciente.



De fácil limpieza y desinfección.



Impermeable a los líquidos.



3 dimensiones de longitud ajustable a la altura del paciente:

Longitud A: 176 cm

Longitud B: 188 cm

Longitud C: 200 cm




Inmovilización del paciente en la posición que ha sido encontrado, minimizando los movimientos de la columna vertebral.




Dispositivo para manipular al paciente sin necesidad de rotarlo y levantarlo.



MEDIDAS



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com