

CAMILLA PARA CARROZA FÚNEBRE DE GOLPE A3-4

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una camilla para **carroza fúnebre de golpe** es un dispositivo concebido para el traslado adecuado de **cuerpos inertes** a una instalación destinada al **manejo post mortem**.

Caracterizadas por tener **patas plegables** que para facilitan el transporte en vehículos fúnebres.

MATERIALES

Cuerpo de aluminio de alta resistencia
Ruedas de plástico de uso rudo de 125 mm de diámetro

COLORES



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Plancha de metal de alta resistencia.

Incluye **3 piezas de cinturón** para: pecho, caderas y rodillas.



Camilla móvil fabricada en **aluminio de alta resistencia**.

Controles de camilla identificados por **color rojo**.



Puede ser operada fácilmente por **una persona**.

La camilla se asegura al vehículo por el **sujetador** que incluye.



Agarradera para un **transporte fácil**.

Capacidad de carga **200 kg**.



Uso principal para **carrozas fúnebres hospitalares** e instalaciones destinadas al **manejo post mortem**.

Cuenta con **6 ruedas de alta resistencia**, 2 de ellas incluyen freno accionado por medio de los **pies del operador**.




El mecanismo de las patas se controla por **agarraderas** en ambos lados de la camilla, cuenta con seguro para controlar y esconder las patas **doblándolas**.

Patas plegables para que entre en diferentes tipos de **vehículos de traslado**.




POSICIONES

Posición alta.



Posición baja, indispensable para **transporte en vehículos fúnebres**.



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681




www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com

MEDIDAS



ACCESORIOS



APLICACIÓN

