

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA 5 FUNCIONES EIV20

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.




Una cama hospitalaria está diseñada para proporcionar comodidad, seguridad y facilidad de atención médica a los pacientes en hospitales, clínicas o en el hogar. Estas camas permiten ajustar la altura, la inclinación del respaldo y de las piernas, facilitando el acceso para el personal médico y mejorando la comodidad del paciente. También suelen incluir barandillas de seguridad y ruedas para su movilidad, contribuyendo a un mejor manejo de emergencias y necesidades médicas específicas.

MATERIALES

- Colchón de 6 cm de espesor
- Cabecero, reposapiés y manivela en plástico resistente al impacto ABS
- Chasis de acero laminado en frío con acabados en pintura electrostática

COLORES Estructura



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Cabecero y reposapiés extraíbles para proporcionar un mejor acceso al paciente.



Gancho para bolsa de drenaje



La base del colchón se divide en respaldo, asiento, reposamuslos y reposapiernas.



Control para ajuste de posiciones.



Altura ajustable de 55cm a 75cm



Posición de trendelemburg y trendelemburg invertido de hasta 15°



La cama está equipada con cuatro ruedas con freno que se pueden accionar por separado.

Respaldo ajustable de 0° a 70°



Portavenoclisis abatible.



Peso neto 70 kg.



Capacidad de carga 260 kg.



Reposamuslos ajustable de 0° a 35°



Porta etiquetas



4 Barandales con sistema hidráulico




La cama funciona con un voltaje de 110 V y cuenta con una clavija estándar para toma de corriente doméstica



MEDIDAS

DML



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681




www.dml-medica.com




ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.

CONTROL



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com