

# CAMILLA TIPO SKED

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una camilla de rescate enrollable permite transportar de forma segura a personas lesionadas en emergencias. Es ligera, flexible, fácil de almacenar, adecuada para rescates en terrenos complicados, proporciona una solución práctica en operaciones donde la rapidez y la maniobrabilidad son esenciales.

## MATERIALES

Compuesto de plástico especial  
Cinta de poliéster de 50 mm de ancho

## COLORES

Camilla	Cintas	Correa
Naranja	Negro	Blanco

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



Se usa para rescate en incendios, rescate en espacios profundos y estrechos o rescate en aéreos.



Puede ser ocupada para rescate horizontal o vertical.



Puede ser ocupada para rescate en accidentes químicos.



Peso del producto: 11Kg



Agarraderas en los costados



Accesorios incluidos:  
-6 Cinturones de seguridad.  
-6 Mosquetones  
-1 Arnés de seguridad  
-1 Cuerda



Material resistente, durable y fácil de limpiar.



Compacta y de peso ligero.



Cintas para sujetar el torso.



Enrollable para fácil transporte.




Capacidad de carga de 200 kg.



Soporta temperaturas de -30° C a 50° C.



## MEDIDAS



## APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)