

# MESA PUENTE HOSPITALARIA ECONÓMICA HIDRÁULICA

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una mesa puente hospitalaria es un equipo médico diseñado para facilitar la atención a pacientes. Se coloca entre la cama y se ajusta en altura, lo que permite al paciente comer, leer, usar dispositivos electrónicos sin comprometer su movilidad. Proporciona un soporte estable para diferentes necesidades de atención al alcance del paciente.

## MATERIALES

- Estructura de acero.
- Mesa de madera.

## COLORES

Cuerpo Mesa



Gris



Café

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



Palanca ergonómica para ajuste de altura.



Pedestal tipo telescópico con sistema hidráulico.



De fácil limpieza y desinfección.



Construido con materiales ignífugos, impermeables, resistentes y anticorrosivos.

La superficie de la mesa está diseñada para evitar la caída de objetos.



Uso principal para hospitales y centros de emergencia.



Estructura inferior tipo H que brinda estabilidad.



Equipada con 4 ruedas giratorias, 2 con freno.



## MEDIDAS

Posición alta





38 cm

76 cm

70 cm

Posición baja

101 cm



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com  
iarenta@dml-medica.com  
clopez@dml-medica.com