

# SILLA ELÉCTRICA PARA ESCALERAS WD01



Una silla eléctrica para escaleras, es un dispositivo de asistencia diseñado para permitir que una persona con movilidad limitada o discapacidad pueda ser transportada de manera segura al subir y bajar escaleras con ayuda de una persona, con un desplazamiento suave, sencillo, además no requiere mayor fuerza física.

## MATERIALES

Aleación de aluminio  
Cubiertas de PVC color negro  
Batería de litio.

## COLORES

Estructura Seguros  
Negro Amarillo Rojo

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



El motor no hace ruido durante el funcionamiento.



Para uso en casa, seguridad escolar, hospitales, hoteles para casos de emergencia o evacuación.



200w o 36v, 300w con 3 velocidades ajustables.



Plegable lo que permite ahorrar espacio al momento de ser guardada.



Batería desmontable con cubierta.



Peso Neto de 33 kg.



Motor de 24v.



Capacidad de carga de 160 kg.



Manerales delanteros de largo ajustable.



Panel de control con botón de ON/OFF, ascenso y descenso.



Sistema de alimentación con protección de arranque suave.



Manerales posteriores y descansabrazos abatibles.



Equipada con cinturones de seguridad de 4 puntos tipo chaleco, para garantizar la seguridad durante el trayecto.



No se desliza ni sufrirá caída cuando se detenga en las escaleras.




4 ruedas de goma resistentes al desgaste, puede utilizarse como silla de ruedas en el suelo.



Tiempo prolongado de batería.



## MEDIDAS



## ACCESORIOS

Batería

Cinturón de seguridad

Reposacabezas

Llaves para cubierta de la batería



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com  
iarenta@dml-medica.com  
clopez@dml-medica.com



## CONTROL

Indicador para porcentaje de batería.

Botón para bajar la silla por las escaleras.

Botón para subir la silla por las escaleras.




Botones para ajustar la velocidad.

Botón para encender/apagar la luz ubicada en la parte posterior del control.

Botón de encendido y apagado de la silla.

## APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)